

# AZ Ladder

DNA Ladder Markers

2490฿

Special Price





**AZ Ladder (100bp)**

ปริมาณ	500 $\mu$ l	100 ครั้ง
รหัส	1本 → AZ - 100	
	5本 → AZ - 100 - 5	

**AZ Ladder (1kb)**

ปริมาณ	500 $\mu$ l	100 ครั้ง
รหัส	1本 → AZ - 1kb	
	5本 → AZ - 1kb - 5	



รายละเอียด

สินค้า

1. สามารถนำไปใช้กับเครื่อง Sequencer เพื่อหาขนาดโมเลกุลได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถใช้ได้ทันทีโดยการเติม BPB, Xylene, Cyanol ลงไป
3. มีอายุการใช้งาน 1 ปี เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
4. สามารถใช้งานได้นานถ้าจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -4, -20, -80°C
5. AZ Ladder (100 bp) แนะนำให้ใช้ 2.0% Agarose
6. AZ Ladder (1 kb.) แนะนำให้ใช้ 0.8% Agarose

AZ Science (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท อีช ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

32 อาคารเพิ่มภูมิ ชั้น3, ซ.สุขุมวิท87 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก, เขตพระโขนง

กรุงเทพ 10260, TEL 02-311-4127, FAX 02-730-3551